

Modelo	N.º de cat.
LaboPol-30	06336127
Unidad de control	N.º de cat.
LaboUI	06206901

Panel de control resistente para una preparación manual y rápida las 24 horas.



Portamuestras LaboForce-50	06356127
-----------------------------------	-----------------

Placa portamuestras semiautomática y robusta para la preparación de 1-4 muestras. Destacan su rapidez y fiabilidad constantes en la preparación de la muestra.



Portamuestras LaboForce-100	06366127
------------------------------------	-----------------









Placa portamuestras semiautomática y robusta para la preparación de 1-6 muestras. Destacan su rapidez y fiabilidad constantes en la preparación de la muestra.



Portamuestras LaboForce-Mi	06386130
-----------------------------------	-----------------

Placa portamuestras semiautomática y robusta, de baja velocidad, para la preparación de 1-8 muestras mineralógicas. Destaca su fiabilidad constante en la preparación de la muestra.



Disco de preparación con cono	N.º de cat.
Disco MD, 250 mm diá. Los discos de fijación magnética le permiten cambiar la superficie de preparación de forma rápida y sencilla. Además, garantiza una menor resiliencia a la hora de preparar sus muestras. Solo para uso con nuestras superficies MD. Con cono para un reemplazo sencillo	06086402
	
Disco MD, 300 mm diá. Los discos de fijación magnética le permiten cambiar la superficie de preparación de forma rápida y sencilla. Además, garantiza una menor resiliencia a la hora de preparar sus muestras. Solo para uso con nuestras superficies MD. Con cono para un reemplazo sencillo	06086403
	
Disco de aluminio, 250 mm diá. Para utilizar al preparar las muestras con paños de pulido OP y DP y otros consumibles autoadhesivos de esmerilado y pulido. Con cono para un reemplazo sencillo	06086405
	
Disco de aluminio, 300 mm diá. Para utilizar al preparar las muestras con paños de pulido OP y DP y otros consumibles autoadhesivos de esmerilado y pulido. Con cono para un reemplazo sencillo	06086406
	
Disco de esmerilado húmedo, 230 mm diá.* El disco de esmerilado húmedo sirve para la fijación del papel SiC. * El disco de esmerilado húmedo de 230 mm diá. no se puede utilizar en combinación con LaboForce-50.	06206932
	
Disco de esmerilado húmedo, 250 mm diá. El disco de esmerilado húmedo sirve para la fijación del papel SiC.	06206918
	
Disco de esmerilado húmedo, 300 mm diá. El disco de esmerilado húmedo sirve para la fijación del papel SiC.	06206919
	
Disco de hierro fundido. 300 mm diá. Disco con ranurado concéntrico para lapear muestras mineralógicas. Fabricado con una aleación especial de hierro fundido resistente a SiC.	06206917
	

Unidad de recirculación	N.º de cat.
--------------------------------	--------------------

Sistema de refrigeración 3	
-----------------------------------	--

Se debe conectar una unidad de recirculación para obtener un uso más rentable del agua y para recoger los abrasivos eliminados. Un sistema completo contiene un depósito, una bomba y un filtro tipo bolsa.



1 x 100 V / 50 Hz	05766516
1 x 220-240 V / 50 Hz	05766522
1 x 100-120 V / 60 Hz	05766523
1 x 220-240 V / 60 Hz	05766524
1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	05766616

Bolsas desperdicios. 5 uds.	49900042
------------------------------------	-----------------

Para la recogida de material de desecho en depósito de 50 l.

